

Akutol™ Odstraňovač náplastí sprej, 35 ml, 150 ml

AKUTOL™ SPREJ NA ODSTRANĚNÍ NÁPLASTÍ

Zamezí bolesti spojené s odstraněním náplasti. Pomáhá rychle a snadno náplast sejmout. Pro domácí i profesionální péči.

K snadnému odstranění krycích a transdermálních náplastí, adhesivních obvazů a jiných zdravotnických pomůcek lepených na povrch těla (nikotinové náplasti, EKG elektrody, kanyly, kinesio tejpovací pásky a jiné).

Je bezpečný a šetrný k pokožce. Beze zbytku se vypaří. Nemá vliv na proces hojení rány a rána jej nemůže vstřebat. Působí jemně i na citlivou a velmi suchou, popraskanou nebo porušenou pokožku.

POUŽITÍ

Pokožka v okolí náplasti by měla být čistá a suchá před použitím spreje. Sprej nastříkejte na náplast ze vzdálenosti 10–15 cm od pokožky. Na propustnou náplast aplikujte v dostatečném množství, které ošetřené místo provlhčí. Vyčkejte 10–15 sekund a náplast rychlým pohybem sejměte. U nepropustné náplasti nastříkejte na roh náplasti, po několika vteřinách roh odejměte a postup opakujte do úplného odstranění.

AKUTOL™ Odstraňovač náplastí je možné použít pro celou populaci, pro malé i novorozené děti, pro diabetiky. Použití u těhotných a kojících žen konzultujte s lékařem. Nepoužívejte v případě alergické reakce na některou z obsažených složek přípravku. U chronických ran používejte z hygienických důvodů pro jednoho pacienta.

UPOZORNĚNÍ

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Uchovávejte v chladu. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Uchovávejte mimo dosah dětí. Sprej nevdechujte. Chraňte oči před zásahem spreje. Odstraňte obsah/obal předáním do sběrného dvora jako nebezpečný odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI

Spotřebujte nejdéle do data uvedeného na dně obalu.

INGREDIENTS

Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

VÝROBCE

AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno, Česká republika, IČ: 64259838. www.akutol.cz



Nebezpečí



EAN 859 401370 3437

Akutol™ Odstraňovač náplastí sprej, 35 ml, 150 ml

AKUTOL™ SPREJ NA ODSTRÁNENIE NÁPLASTÍ

Odstráni bolesť spojenú s odstránením náplastí. Pomáha rýchlo a jednoducho náplasť odstrániť. Pre domácu i profesionálnu starostivosť.

K jednoduchému odstráneniu krycích a transdermálnych náplastí, adhezívnych obväzov a iných zdravotníckych pomôcok lepených na povrch tela (nikotínové náplastí, EKG elektródy, kanyly, kinesio tejpovacie pásky a iné). Je bezpečný a šetrný k pokožke. Vyparuje sa bez zvyškov. Nemá vplyv na proces hojenia rany a rana ho nevstrebáva. Pôsobí jemne i na citlivú a veľmi suchú popraskanú pokožku.

POUŽITIE

Pokožka v okolí náplasti by mala byť čistá a suchá pred použitím spreja. Sprej aplikujte na náplasť zo vzdialenosti 10–15 cm. Na priepustnú náplasť aplikujte v dostatočnom množstve, ktoré ošetrované miesto prevlhčí. Počkajte 10–15 sekúnd a náplasť rýchlym pohybom odstráňte. U nepriepustnej náplasti aplikujte na roh náplasti a po niekoľkých sekundách roh odlepte. Postupne opakujte nástrek a odlepovanie časti náplasti do úplného odstránenia. Akutol™ odstraňovač náplastí je možné použiť pre celú populáciu, pre deti i pre diabetikov. Použitie u tehotných a dojčiacich žien konzultujte so svojim lekárom. Nepoužívajte v prípade alergickej reakcie na niektorú z obsiahnutých zložiek produktu. U chronických rán používajte z hygienických dôvodov jeden produkt u jedného pacienta.

UPOZORNENIE

Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov

zapálenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia. Neprepichujte alebo nespáľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Uchovávajte mimo dosahu detí. Sprej nevdychujte. Chráňte oči pred zásahom spreja. Odstráňte obsah/nádobu odovzdaním do zberného dvora ako nebezpečný odpad.

DOBA POUŽITELNOSTI

Spotrebujte najneskôr do dátumu uvedeného na dne nádoby.

INGREDIENTS

Hexamethyldisiloxane, Butane, Propane, Isobutane, Cyclopentasiloxane.

DISTRIBÚTOR PRE SR:

AVEPHARMA S.R.O., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovensko, www.avepharma.eu



Nebezpečí

3



EAN 859 401 370 3437